

Link do produktu: <https://mixagd.pl/2x-szyna-relaksacyjna-nakladka-na-zebry-przeciw-zgrzytaniu-i-bruksizmowi-p-2722.html>



2x szyna relaksacyjna nakładka na zęby przeciw zgrzytaniu i bruksizmowi

Cena	4,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01705
Kod producenta	02722
Kod EAN	5907451332580

Opis produktu

2x szyna relaksacyjna nakładka zgrzytanie bruksizm to praktyczne rozwiązanie dla osób cierpiących na nocne zgrzytanie zębami i zaciskanie szczęki. Produkt marki **Verk**, model **01705**, wykonany jest z termokurczliwego materiału, który pozwala na indywidualne dopasowanie nakładki do kształtu łuku zębowego. Dzięki temu stabilizuje pozycję żuchwy i skutecznie zapobiega uszkodzeniom stawu skroniowo-żuchwowego oraz zębów.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Producent:** Verk
- **Model:** 01705
- **EAN:** 5907451332580
- **Materiał:** termokurczliwy
- **Rozmiar:** uniwersalny, dopasowywany termicznie
- **Przeznaczenie:** ochrona przed zgrzytaniem i zaciskaniem zębów (bruksizm)
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zastosowanie dodatkowe:** nakładka do wybielania zębów
- **Zestaw:** 2 sztuki
- **Produkt nie jest wyrobem medycznym**

Najważniejsze korzyści

- **Ochrona zębów i stawu skroniowo-żuchwowego** – zapobiega niszczeniu szkliwa i przeciwdziała bólom wynikającym z bruksizmu.
- **Indywidualne dopasowanie** dzięki termokurczliwemu materiałowi, co gwarantuje komfort i skuteczność noszenia.
- **Uniwersalny rozmiar** pozwala na łatwe dostosowanie nakładki do każdego użytkownika.
- **Możliwość stosowania podczas wybielania zębów** – nakładka umożliwia równomierne rozprowadzenie żelu wybielającego.
- **Przezroczysty kolor** zapewnia dyskrecję podczas użytkowania.
- **Ekonomiczny zestaw 2 sztuk** – pozwala na dłuższe użytkowanie lub podział na szczękę górną i dolną.
- **Łatwa obsługa i czyszczenie** – nakładki można szybko formować i utrzymywać w higienicznej czystości.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

2x szyna relaksacyjna nakładka zgrzytanie bruksizm jest idealna dla osób, które cierpią na nocne zgrzytanie zębami lub zaciskanie szczęki. Sprawdzi się w domu jako ochrona podczas snu, a także jako element terapii wspomagającej leczenie bruksizmu. Dodatkowo, nakładki można wykorzystać podczas domowego wybielania zębów, co czyni je wielofunkcyjnym produktem. Doskonały wybór dla osób szukających wygodnej i skutecznej ochrony zębów bez konieczności wizyty u stomatologa.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto pamiętać, że produkt nie jest wyrobem medycznym, dlatego w przypadku poważnych dolegliwości stomatologicznych należy skonsultować się z lekarzem. Nakładka wymaga termicznego dopasowania do zębów – należy postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia materiału. Nie zaleca się spożywania posiłków ani gorących napojów podczas noszenia nakładki. Produkt dostępny jest w uniwersalnym rozmiarze, co sprawia, że jest odpowiedni dla większości użytkowników, ale osoby o bardzo nietypowym uzębieniu mogą potrzebować indywidualnych rozwiązań.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Marka **Verk** gwarantuje solidne wykonanie i sprawdzone materiały.
- Termokurczliwy materiał pozwala na precyzyjne dopasowanie, co zwiększa komfort i skuteczność ochrony.
- Zestaw zawiera dwie nakładki, co daje możliwość stosowania na górny i dolny łuk zębowy lub zapas.
- Produkt jest wielofunkcyjny – można go używać zarówno do ochrony przed bruxizmem, jak i do wybielania zębów.
- Przezroczysty kolor zapewnia dyskrecję i estetykę podczas użytkowania.

Podsumowanie

2x szyna relaksacyjna nakładka zgrzytanie bruxizm to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla osób zmagających się z nocnym zgrzytaniem zębami. Dzięki termokurczliwemu materiałowi i uniwersalnemu rozmiarowi, produkt łatwo dopasowuje się do indywidualnych potrzeb, zapewniając skuteczną ochronę i komfort. Dodatkowo, możliwość wykorzystania nakładek do wybielania zębów czyni ten zestaw wszechstronnym i ekonomicznym wyborem.

FAQ

Jak dopasować szynę relaksacyjną do zębów?

Należy zanurzyć nakładkę w gorącej wodzie (około 20-30 sekund), aż stanie się przezroczysta, następnie wyjąć, sprawdzić temperaturę i szybko uformować na zębach, dociskając palcami, policzkami i językiem przez 1-2 minuty.

Czy nakładki można używać do wybielania zębów?

Tak, nakładki są termokurczliwe i umożliwiają równomierne rozprowadzenie żelu wybielającego na całej powierzchni zębów, co wspomaga efektywne wybielanie.

Czy produkt jest wyrobem medycznym?

Nie, produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje profesjonalnej opieki stomatologicznej.

Czy można jeść lub pić podczas noszenia nakładki?

Nie zaleca się spożywania posiłków ani gorących napojów podczas noszenia nakładki, aby nie uszkodzić materiału i nie obniżyć komfortu użytkowania.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Jak dopasować szynę relaksacyjną do zębów?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Należy zanurzyć nakładkę w gorącej wodzie (około 20-30 sekund), aż stanie się przezroczysta, następnie wyjąć, sprawdzić temperaturę i szybko uformować na zębach, dociskając palcami, policzkami i językiem przez 1-2 minuty."}},{"@type":"Question","name":"Czy nakładki można używać do wybielania zębów?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, nakładki są termokurczliwe i umożliwiają równomierne
```

rozprowadzenie żelu wybielającego na całej powierzchni zębów, co wspomaga efektywne wybielanie."}}},{ "@type": "Question", "name": "Czy produkt jest wyrobem medycznym?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Nie, produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje profesjonalnej opieki stomatologicznej." } }},{ "@type": "Question", "name": "Czy można jeść lub pić podczas noszenia nakładki?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Nie zaleca się spożywania posiłków ani gorących napojów podczas noszenia nakładki, aby nie uszkodzić materiału i nie obniżyć komfortu użytkowania." } }}}

Powiązane produkty

Sprawdź także inne produkty z tej samej kategorii, które mogą uzupełnić wybór i pomóc szybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

- [Plastry oczyszczające na stopy Detox Kinoki 10 szt](#)
- [Klips magnetyczny przeciw chrapaniu chrapanie nosa](#)
- [Alkomat z wymiennymi ustnikami 5 końcówek LCD](#)
- [Atomizer podróżny do perfum 5 ml z rozpylaczem](#)
- [Atomizer podróżny do perfum 5 ml z rozpylaczem](#)
- [Poduszka ortopedyczna klin do spania między kolana separator nóg Verk model 27409](#)

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "2x szyna relaksacyjna nakładka na zęby przeciw zgrzytaniu i bruksizmowi", "url": "https://mixagd.pl/2x-szyna-relaksacyjna-nakladka-na-zeby-przeciw-zgrzytaniu-i-bruksizmowi-p-2722.html", "description": "2x szyna relaksacyjna nakładka zgrzytanie bruksizm to praktyczne rozwiązanie dla osób cierpiących na nocne zgrzytanie zębami i zaciskanie szczęki. Produkt marki Verk, model 01705, wykonany jest z termokurczliwego materiału, który pozwala na indywidualne dopasowanie nakładki do kształtu łuku zębowego", "sku": "01705", "gtin13": "5907451332580", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/2x-szyna-relaksacyjna-nakladka-na-zeby-przeciw-zgrzytaniu-i-bruksizmowi-p-2722.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "3.58", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Producent	Verk
Model	01705
EAN	5907451332580
Materiał	Termokurczliwy
Rozmiar	Uniwersalny, dopasowywany termicznie
Kolor	Przezroczysty
Przeznaczenie	Ochrona przed zgrzytaniem i zaciskaniem zębów, wybielanie
Zestaw	2 sztuki
Produkt	Nie jest wyrobem medycznym

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – producent specjalizujący się w akcesoriach stomatologicznych i ochronnych.
Ostrzeżenia Produkt nie jest wyrobem medycznym. W przypadku poważnych dolegliwości stomatologicznych należy skonsultować się z lekarzem. Nie spożywać posiłków ani gorących napojów podczas noszenia nakładki.
Przeznaczenie Ochrona zębów i stawu skroniowo-żuchwowego przed skutkami bruxizmu oraz pomoc w domowym wybielaniu zębów.
Montaż Nakładkę należy dopasować termicznie zgodnie z instrukcją obsługi, zanurzając ją w gorącej wodzie i formując na zębach.
Użytkowanie Noszenie nakładki podczas snu lub w czasie wybielania zębów. Nie zaleca się jedzenia i picia podczas użytkowania.
Konserwacja Po użyciu nakładkę należy umyć i przechowywać w suchym miejscu.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.
Utylizacja Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.
Gwarancja Produkt fabrycznie nowy, gwarancja zgodna z obowiązującymi przepisami.
Normy Produkt nie jest wyrobem medycznym, nie posiada certyfikatów medycznych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Kluczowe informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: nakładka termokurczliwa na zęby
- Przeznaczenie: ochrona przed zgrzytaniem zębów (bruksizm), wybielanie zębów
- Materiał: termokurczliwy, przezroczysty
- Rozmiar: uniwersalny, dopasowywany termicznie
- Zestaw: 2 sztuki
- Produkt nie jest wyrobem medycznym
- Instrukcja dopasowania: zanurzyć w gorącej wodzie, uformować na zębach
- Ograniczenia: nie spożywać posiłków i gorących napojów podczas noszenia
- Kiedy kupić: przy problemach ze zgrzytaniem zębów, chęci domowego wybielania