

Link do produktu: <https://mixagd.pl/derma-roller-540-igiel-do-mezoterapii-iglowej-verk-model-15439-p-2982.html>



Derma roller 540 igieł do mezoterapii igłowej Verk model 15439

Cena	4,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	15439
Kod producenta	02982
Kod EAN	5907451307328

Opis produktu

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Derma roller 540 igieł do mezoterapii igłowej Verk model 15439", "url": "https://mixagd.pl/derma-roller-540-igiel-do-mezoterapii-iglowej-verk-model-15439-p-2982.html", "description": "Derma roller 540 igieł do mezoterapii igłowej marki Verk to profesjonalne narzędzie do pielęgnacji skóry, które dzięki 540 igłom ze stali nierdzewnej o długości 0,5 mm skutecznie stymuluje naturalne procesy regeneracyjne skóry. Model 15439 doskonale sprawdza się w domowej terapii poprawiającej kondycję skóry twarzy oraz innych partii ciała, takich jak brzuch, pośladki czy uda.", "sku": "15439", "gtin13": "5907451307328", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/derma-roller-540-igiel-do-mezoterapii-iglowej-verk-model-15439-p-2982.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "3.58", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Derma roller 540 igieł do mezoterapii igłowej marki Verk to profesjonalne narzędzie do pielęgnacji skóry, które dzięki **540 igłom ze stali nierdzewnej o długości 0,5 mm** skutecznie stymuluje naturalne procesy regeneracyjne skóry. Model 15439 doskonale sprawdza się w domowej terapii poprawiającej kondycję skóry twarzy oraz innych partii ciała, takich jak brzuch, pośladki czy uda.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Producent:** Verk
- **Model:** 15439
- **Liczba igieł:** 540
- **Długość igieł:** 0,5 mm
- **Materiał igieł:** stal nierdzewna
- **Długość rolki:** 13,5 cm
- **Średnica rolki:** 2 cm
- **Zastosowanie:** mezoterapia igłowa twarzy i ciała
- **Przeznaczenie:** redukcja zmarszczek, blizn, rozstępów, cellulitu
- **Bezpieczeństwo:** wymaga dezynfekcji i ostrożności przy stosowaniu

Najważniejsze korzyści

- **Poprawa rysów twarzy** dzięki stymulacji produkcji kolagenu i elastyny.
- **Intensywna regeneracja skóry** poprzez mikronakłucia, które pobudzają naturalne procesy naprawcze.
- **Wygładzanie blizn, zmarszczek i rozstępów** dzięki regularnemu stosowaniu.
- **Redukcja cellulitu** poprzez poprawę mikrokrażenia i ujędrnienie skóry na ciele.
- **Usuwanie martwego naskórka** i poprawa wchłaniania kosmetyków odżywczych.
- **Poprawa elastyczności, koloru i nawilżenia skóry**, co przekłada się na młodszy wygląd.
- **Zmniejszenie łysienia** poprzez stymulację skóry głowy (jeśli stosowane).
- **Wysoka jakość wykonania** - igły ze stali nierdzewnej gwarantują bezpieczeństwo i trwałość.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Derma roller 540 igieł do mezoterapii igłowej jest idealny do stosowania w warunkach domowych na twarzy, szyi, dekolcie oraz na ciele – w miejscach z cellulitem, rozstępami czy bliznami. Sprawdza się u osób chcących poprawić jędrność skóry, zredukować zmarszczki lub przyspieszyć regenerację po drobnych uszkodzeniach skóry. To także dobre rozwiązanie dla osób szukających naturalnej metody walki z łysieniem.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto rozważyć rodzaj skóry i ewentualne przeciwwskazania do mezoterapii igłowej. Zaleca się konsultację dermatologiczną, aby dobrać odpowiednią częstotliwość zabiegów (zwykle nie częściej niż co 3 tygodnie) oraz kosmetyki stosowane po zabiegu. Należy pamiętać o konieczności sterylizacji urządzenia przed i po użyciu oraz unikaniu intensywnej ekspozycji na słońce przez około tydzień po zabiegu. Długość igieł 0,5 mm jest optymalna do stosowania domowego, ale przy innych potrzebach można rozważyć inne warianty.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Derma roller z **540 igłami ze stali nierdzewnej** zapewnia skuteczne i bezpieczne nakłucia.
- Długość igieł **0,5 mm** jest optymalna do domowej mezoterapii, gwarantując efekty bez nadmiernego ryzyka.
- Produkt renomowanego producenta **Verk**, co gwarantuje jakość i trwałość.
- Uniwersalne zastosowanie na twarz i ciało – od redukcji zmarszczek po walkę z cellulitem.
- Łatwy w użyciu, z ergonomicznym rozmiarem rolki i wygodnym uchwytem.

Podsumowanie

Derma roller 540 igieł do mezoterapii igłowej Verk model 15439 to skuteczne narzędzie do domowej pielęgnacji skóry, które wspiera jej regenerację, poprawia elastyczność i redukuje niedoskonałości. Dzięki precyzyjnym igłom ze stali nierdzewnej i odpowiedniej długości nakłuć, zapewnia bezpieczne i efektywne zabiegi. To inwestycja w zdrowy i młodszy wygląd skóry.

FAQ

Jak często można stosować Derma roller 540 igieł do mezoterapii igłowej?

Zaleca się wykonywać zabieg nie częściej niż raz na 3 tygodnie, dostosowując częstotliwość do rodzaju skóry po konsultacji dermatologicznej.

Czy Derma roller 540 igieł jest bezpieczny do stosowania w domu?

Tak, pod warunkiem przestrzegania zasad higieny, dezynfekcji urządzenia przed i po użyciu oraz unikania ekspozycji na słońce po zabiegu.

Na jakie partie ciała można stosować Derma roller 540 igieł?

Urządzenie można stosować na twarz, szyję, dekolt oraz na ciało, w tym brzuch, uda i pośladki, szczególnie w miejscach z cellulitem, bliznami czy rozstępami.

Jakie efekty przynosi regularne stosowanie Derma rollera 540 igieł?

Regularne stosowanie poprawia elastyczność i nawilżenie skóry, redukuje zmarszczki, blizny i rozstępy, a także zmniejsza cellulit i wspomaga regenerację skóry.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Jak często można stosować

Derma roller 540 igieł do mezoterapii igłowej?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Zaleca się wykonywać zabieg nie częściej niż raz na 3 tygodnie, dostosowując częstotliwość do rodzaju skóry po konsultacji dermatologicznej."}},{"@type":"Question","name":"Czy Derma roller 540 igieł jest bezpieczny do stosowania w domu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, pod warunkiem przestrzegania zasad higieny, dezynfekcji urządzenia przed i po użyciu oraz unikania ekspozycji na słońce po zabiegu."}},{"@type":"Question","name":"Na jakie partie ciała można stosować Derma roller 540 igieł?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Urządzenie można stosować na twarz, szyję, dekolt oraz na ciało, w tym brzuch, uda i pośladki, szczególnie w miejscach z cellulitem, bliznami czy rozstępami."}},{"@type":"Question","name":"Jakie efekty przynosi regularne stosowanie Derma rollera 540 igieł?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Regularne stosowanie poprawia elastyczność i nawilżenie skóry, redukuje zmarszczki, blizny i rozstępy, a także zmniejsza cellulit i wspomaga regenerację skóry."}}}]

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Producent	Verk
Model	15439
Liczba igieł	540
Długość igieł	0,5 mm
Materiał igieł	stal nierdzewna
Długość rolki	13,5 cm
Średnica rolki	2 cm

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerkOstrzeżeniaPrzed i po każdym użyciu należy dokładnie zdezynfekować urządzenie. Po zabiegu unikać intensywnej ekspozycji na słońce przez około 7 dni, stosując krem z wysokim filtrem (np. SPF 50+). Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.PrzeznaczenieDo mezoterapii igłowej twarzy i ciała, poprawy kondycji skóry, redukcji zmarszczek, blizn, rozstępów i cellulitu.MontażProdukt jest gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania. Przed użyciem należy

wysterylizować igły. Użytkowanie Zalecane stosowanie co 3 tygodnie, dostosowane do rodzaju skóry po konsultacji dermatologicznej. Rolować skórę w różnych kierunkach 4-5 razy. Konserwacja Dezynfekować igły przed i po każdym użyciu. Przechowywać w suchym, sterylnym miejscu. Przechowywanie Chronić przed kurzem i wilgocią, przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Utylizacja Zużyte igły należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów medycznych. Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta. Normy Produkt spełnia standardy bezpieczeństwa dla urządzeń do mezoterapii igłowej.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach

niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Kluczowe informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: Derma roller do mezoterapii igłowej

-
- Producent: Verk
 - Model: 15439
 - Liczba igieł: 540
 - Długość igieł: 0,5 mm
 - Zastosowanie: twarz, ciało (cellulit, blizny, zmarszczki)
 - Ograniczenia: wymaga dezynfekcji, unikanie słońca po zabiegu
 - Kiedy warto kupić: dla osób chcących poprawić kondycję skóry i zredukować niedoskonałości w domu