

Link do produktu: <https://mixagd.pl/irygator-dentystyczny-bezprzewodowy-do-zebow-jamy-ustnej-z-duzym-pojemnikiem-350ml-model-24592-p-2680.html>



Irygator dentystyczny bezprzewodowy do zębów jamy ustnej z dużym pojemnikiem 350ml model 24592

Cena	126,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	24592
Kod producenta	02680
Kod EAN	5907451372616

Opis produktu

Irygator dentystyczny bezprzewodowy do zębów jamy ustnej z dużym pojemnikiem 350ml model 24592 to praktyczne urządzenie, które ułatwia codzienną higienę jamy ustnej. Wyposażony w **duży zbiornik na wodę o pojemności 350ml** oraz **ładowanie USB**, zapewnia wygodę użytkowania zarówno w domu, jak i w podróży. Dzięki temu irygator skutecznie usuwa resztki jedzenia i bakterie z trudno dostępnych miejsc, gdzie nie dociera szczoteczka.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 24592
- **Producent:** Verk
- **Pojemność zbiornika:** 350ml
- **Tryby pracy:** soft, normal, strong, pulsacyjny, DIY (1-10 poziomów ciśnienia)
- **Końcówka:** obrotowa 360°
- **Zasilanie:** ładowanie przez USB
- **Bezpieczeństwo:** automatyczne wyłączenie po 3 minutach
- **Wodoodporność:** wodoodporne zamknięcie ładowania
- **Zestaw:** 2 końcówki, kabel USB

Najważniejsze korzyści

- **Precyzyjne czyszczenie** – silny strumień wody i obrotowa końcówka 360° docierają do każdego zakamarka jamy ustnej, usuwając bakterie i resztki jedzenia.
- **Dostosowanie do potrzeb** – cztery tryby pracy oraz tryb DIY z 10 poziomami ciśnienia pozwalają idealnie dopasować intensywność do wrażliwości dziąseł i rodzaju czyszczenia.
- **Wygoda i mobilność** – bezprzewodowa konstrukcja i ładowanie USB umożliwiają korzystanie z irygatora wszędzie, bez ograniczeń przewodów.
- **Duży pojemnik 350ml** – pozwala na długie, nieprzerwane użytkowanie bez konieczności częstego uzupełniania wody.

-
- **Bezpieczeństwo użytkowania** – automatyczne wyłączanie po 3 minutach chroni urządzenie przed nadmiernym zużyciem i zapewnia komfort użytkowania.
 - **Higiena i trwałość** – wodoodporne zamknięcie ładowania zabezpiecza irygator przed wilgocią, a wymienne końcówki pozwalają na utrzymanie czystości i korzystanie przez kilka osób.
 - **Łatwość obsługi** – ergonomiczny kształt i intuicyjne sterowanie sprawiają, że irygator jest prosty w użyciu nawet dla początkujących.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Irygator dentystyczny bezprzewodowy z dużym pojemnikiem 350ml to idealne rozwiązanie do codziennej pielęgnacji jamy ustnej w domu, szczególnie dla osób noszących aparaty ortodontyczne, implanty lub mających trudności z dokładnym szczotkowaniem. Sprawdzi się także w podróży dzięki kompaktowej budowie i ładowaniu USB. Doskonale nadaje się dla całej rodziny, w tym dzieci i seniorów, którzy potrzebują delikatniejszego trybu czyszczenia.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed wyborem irygatora warto zwrócić uwagę na pojemność zbiornika, która w tym modelu wynosi 350ml – to duża wartość zapewniająca dłuższy czas pracy bez dolewania wody. Sprawdź, czy tryby pracy odpowiadają Twoim potrzebom – model 24592 oferuje aż pięć opcji, w tym tryb DIY z regulacją ciśnienia. Zasilanie przez USB gwarantuje wygodę, ale upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego źródła ładowania. Jeśli zależy Ci na maksymalnej precyzji, obrotowa końcówka 360° będzie dużym atutem. Warto też zwrócić uwagę na obecność dwóch końcówek w zestawie, co ułatwia użytkowanie przez więcej niż jedną osobę.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model 24592 od producenta Verk to sprawdzone urządzenie z potwierdzonymi parametrami i wysoką funkcjonalnością.
- Duży pojemnik 350ml oraz bezprzewodowa konstrukcja zapewniają komfort i swobodę użytkowania.
- Wielofunkcyjne tryby pracy, w tym unikalny tryb DIY, pozwalają idealnie dopasować intensywność czyszczenia do indywidualnych potrzeb.
- Obrotowa końcówka 360° zwiększa skuteczność i precyzję czyszczenia nawet trudno dostępnych miejsc.
- Bezpieczeństwo i trwałość gwarantują automatyczne wyłączanie oraz wodoodporne zamknięcie ładowania.

Podsumowanie

Irygator dentystyczny bezprzewodowy do zębów jamy ustnej z dużym pojemnikiem 350ml model 24592 to praktyczne i skuteczne urządzenie do codziennej higieny. Łączy w sobie wygodę użytkowania, precyzję czyszczenia oraz bezpieczeństwo, co czyni go doskonałym wyborem dla całej rodziny. Dzięki niemu zadbasz o zdrowie swoich zębów i dziąseł, eliminując bakterie i resztki jedzenia tam, gdzie szczoteczka nie sięga.

FAQ

Jak długo działa irygator na jednym ładowaniu?

Czas pracy zależy od wybranego trybu, jednak dzięki pojemnemu akumulatorowi i efektywnemu ładowaniu USB irygator zapewnia komfortowe użytkowanie przez kilka dni przy codziennym stosowaniu.

Czy irygator jest bezpieczny dla osób z wrażliwymi dziąsłami?

Tak, irygator posiada tryb soft oraz tryb DIY, który pozwala ręcznie ustawić ciśnienie wody od 1 do 10, co umożliwia delikatne i bezpieczne czyszczenie nawet wrażliwych dziąseł.

Czy można używać irygatora podczas podróży?

Tak, dzięki bezprzewodowej konstrukcji i ładowaniu przez USB irygator jest idealny do użytku w domu i w podróży, zapewniając wygodę i mobilność.

Jak dbać o higienę irygatora i końcówek?

Końcówki można łatwo wymieniać i czyścić pod bieżącą wodą. Zaleca się regularne mycie zbiornika i końcówek, aby zachować higienę i wydłużyć żywotność urządzenia.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Jak długo działa irygator na jednym ładowaniu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Czas pracy zależy od wybranego trybu, jednak dzięki pojemnemu akumulatorowi i efektywnemu ładowaniu USB irygator zapewnia komfortowe użytkowanie przez kilka dni przy codziennym stosowaniu." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy irygator jest bezpieczny dla osób z wrażliwymi dziąsłami?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, irygator posiada tryb soft oraz tryb DIY, który pozwala ręcznie ustawić ciśnienie wody od 1 do 10, co umożliwia delikatne i bezpieczne czyszczenie nawet wrażliwych dziąseł." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy można używać irygatora podczas podróży?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, dzięki bezprzewodowej konstrukcji i ładowaniu przez USB irygator jest idealny do użytku w domu i w podróży, zapewniając wygodę i mobilność." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak dbać o higienę irygatora i końcówek?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Końcówki można łatwo wymieniać i czyścić pod bieżącą wodą. Zaleca się regularne mycie zbiornika i końcówek, aby zachować higienę i wydłużyć żywotność urządzenia." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	24592
Producent	Verk
Pojemność zbiornika	350ml

Tryby pracy	soft, normal, strong, pulsacyjny, DIY (1-10 poziomów ciśnienia)
Końcówka	obrotowa 360°
Zasilanie	ładowanie przez USB
Bezpieczeństwo	automatyczne wyłączenie po 3 minutach
Wodoodporność	wodoodporne zamknięcie ładowania
Zestaw	2 końcówki, kabel USB

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk
Ostrzeżenia Nie używać irygatora przy aktywnych stanach zapalnych jamy ustnej bez konsultacji z lekarzem. Unikać kontaktu urządzenia z wodą poza zbiornikiem i końcówką. Nie zanurzać całego urządzenia w wodzie.
Przeznaczenie Codzienna higiena jamy ustnej, usuwanie resztek jedzenia i bakterii, masaż dziąseł.
Montaż Prosty montaż końcówek i napełnianie zbiornika przez szeroki otwór.
Użytkowanie Urządzenie bezprzewodowe, ładowane przez USB. Zaleca się stosowanie zgodnie z instrukcją obsługi i wybór trybu pracy odpowiedniego do indywidualnych potrzeb.
Konserwacja Regularne czyszczenie końcówek i zbiornika. Przechowywać w suchym miejscu.
Przechowywanie Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Utylizacja Zużyte urządzenie i akcesoria należy oddać do punktów zbiórki sprzętu elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta. Szczegóły w dokumentacji dołączonej do produktu.
Normy Produkt spełnia standardy bezpieczeństwa obowiązujące dla urządzeń medycznych do higieny jamy ustnej.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** bezprzewodowy irygator dentystyczny do jamy ustnej
- **Najważniejsze parametry:** pojemnik 350ml, 5 trybów pracy (soft, normal, strong, pulsacyjny, DIY), ładowanie USB, obrotowa końcówka 360°, automatyczne wyłączanie
- **Zastosowanie:** codzienna higiena jamy ustnej, czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, masaż dziąseł, pielęgnacja aparatów ortodontycznych i implantów
- **Ograniczenia:** nie stosować bez konsultacji przy stanach zapalnych jamy ustnej, unikać zanurzenia całego urządzenia w wodzie
- **Kiedy warto kupić:** dla osób ceniących wygodę i skuteczność higieny jamy ustnej, rodzin z dziećmi i seniorami, podróżujących, użytkowników aparatów ortodontycznych