

Link do produktu: <https://mixagd.pl/masazer-lodowy-ice-roller-do-twarzy-silikonowy-lagodzacy-wygładzajacy-p-2098.html>



Masażer lodowy Ice Roller do twarzy silikonowy łagodzący wygładzający

Cena	9,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	24591_Z
Kod producenta	02098
Kod EAN	5907451380598

Opis produktu

Masażer lodowy Ice Roller do twarzy silikonowy łagodzący wygładzający to innowacyjne i praktyczne narzędzie do codziennej pielęgnacji skóry. Wykonany z elastycznego silikonu, po napełnieniu wodą i zamrożeniu, tworzy naturalny, chłodzący roller, który skutecznie koi podrażnienia, zmniejsza opuchliznę i zaczerwienienia oraz zwęża pory. Produkt poprawia mikrokążenie skóry, dzięki czemu cera staje się promienna, jędrna i wygładzona.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 24591_Z
- **Producent:** Verk
- **Materiał:** silikon
- **Kolor:** zielony
- **Wymiary:** 10 cm wysokości, 6 cm szerokości
- **Łagodzi podrażnienia i koi skórę**
- **Redukuje opuchliznę i zaczerwienienia**
- **Zmniejsza widoczność porów**
- **Poprawia mikrokążenie skóry**
- **Możliwość dodania naturalnych składników aktywnych**

Najważniejsze korzyści

- **Skuteczne chłodzenie i regeneracja:** naturalny efekt lodu koi skórę, zmniejsza opuchliznę i zaczerwienienia, co daje natychmiastowe uczucie świeżości.
- **Wygładzenie i zwężenie porów:** regularne stosowanie poprawia strukturę skóry, nadając jej zdrowy i jednolity wygląd.
- **Poprawa mikrokążenia:** masaż silikonem z wypustkami stymuluje krążenie, co wspiera naturalną regenerację i jędrność cery.
- **Łatwość użycia i higiena:** elastyczny silikon umożliwia szybkie napełnienie, zamknięcie i czyszczenie masażera.
- **Personalizacja pielęgnacji:** możliwość dodania do środka wody różanej, wywaru z zielonej herbaty lub plasterków

owoców dla wzmocnienia efektu pielęgnacyjnego.

- **Wszechstronne zastosowanie:** idealny do masażu twarzy, szyi i dekoltu, wspomagając walkę z oznakami zmęczenia.
- **Produkt wielokrotnego użytku:** wystarczy zamrozić ponownie, co czyni go ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Masażer lodowy Ice Roller jest doskonały dla osób szukających szybkiego i naturalnego sposobu na odświeżenie skóry po przebudzeniu, po długim dniu lub po ekspozycji na słońce. Sprawdzi się w domowej pielęgnacji, w gabinetach kosmetycznych jako uzupełnienie zabiegów oraz w podróży, dzięki kompaktowym wymiarom. Polecany dla cery wrażliwej, zmęczonej, z tendencją do opuchlizny i rozszerzonych porów.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że masażer będzie odpowiedni do Twoich potrzeb pielęgnacyjnych – jest przeznaczony do stosowania na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Produkt wymaga zamrożenia przed użyciem, dlatego potrzebujesz dostępu do zamrażarki. Nie jest przeznaczony do stosowania na otwarte rany lub bardzo podrażnioną skórę. W przypadku alergii na silikon lub składniki dodawane do wnętrza masażera, należy zachować ostrożność.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Wykonany z elastycznego, łatwego do czyszczenia silikonu, co zapewnia higienę i wygodę użytkowania.
- Unikalna konstrukcja z wypustkami umożliwia delikatny masaż skóry, zwiększając efektywność działania lodu.
- Możliwość personalizacji poprzez dodanie naturalnych składników aktywnych, co wzbogaca codzienną pielęgnację.
- Kompaktowe wymiary (10 cm wysokości, 6 cm szerokości) ułatwiają przechowywanie i transport.
- Produkt wielokrotnego użytku, co czyni go ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska.

Podsumowanie

Masażer lodowy Ice Roller do twarzy silikonowy łagodzący wygładzający to praktyczne i skuteczne narzędzie, które w naturalny sposób poprawi kondycję Twojej skóry. Dzięki łatwej obsłudze, możliwości personalizacji i wielokrotnemu użytkowaniu, jest idealnym wyborem dla osób ceniących efektywną i komfortową pielęgnację twarzy każdego dnia.

FAQ

Jak używać masażera lodowego Ice Roller do twarzy?

Napełnij masażer wodą lub ulubionym naturalnym płynem, zamroź go, a następnie delikatnie masuj skórę twarzy, szyi i dekoltu, aby złagodzić podrażnienia i poprawić mikrokrążenie.

Czy masażer można używać na każdym typie skóry?

Tak, masażer jest odpowiedni dla większości typów skóry, jednak nie należy stosować go na uszkodzoną lub silnie podrażnioną skórę.

Czy można dodać do masażera składniki aktywne?

Tak, do wnętrza masażera można dodać wodę różaną, wywar z zielonej herbaty lub plasterki owoców, co wzbogaca efekt pielęgnacyjny.

Jak dbać o higienę masażera lodowego?

Po każdym użyciu umyj masażer pod bieżącą wodą z łagodnym detergentem i dokładnie osusz, aby zachować higienę i trwałość produktu.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Jak używać masażera lodowego Ice Roller do twarzy?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Napełnij masażer wodą lub ulubionym naturalnym płynem, zamroź go, a następnie delikatnie masuj skórę twarzy, szyi i dekoltu, aby złagodzić podrażnienia i poprawić mikrokrażenie." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy masażer można używać na każdym typie skóry?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, masażer jest odpowiedni dla większości typów skóry, jednak nie należy stosować go na uszkodzoną lub silnie podrażnioną skórę." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy można dodać do masażera składniki aktywne?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, do wnętrza masażera można dodać wodę różaną, wywar z zielonej herbaty lub plasterki owoców, co wzbogaca efekt pielęgnacyjny." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak dbać o higienę masażera lodowego?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Po każdym użyciu umyj masażer pod bieżącą wodą z łagodnym detergentem i dokładnie osusz, aby zachować higienę i trwałość produktu." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	24591_Z
Producent	Verk
Materiał	Silikon
Kolor	Zielony
Wysokość	10 cm
Szerokość	6 cm

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent
Verk
Ostrzeżenia
Nie stosować na otwarte rany, silnie podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku reakcji alergicznych przerwać używanie.
Przeznaczenie
Do masażu i chłodzenia skóry twarzy, szyi oraz dekoltu.
Montaż
Produkt należy napęłnić wodą lub innym płynem i zamrozić przed użyciem.
Użytkowanie
Delikatnie masować skórę za pomocą rolki. Po użyciu umyć i osuszyć.
Konserwacja
Czyścić pod bieżącą wodą z użyciem łagodnego detergentu. Nie używać agresywnych środków chemicznych.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i czystym miejscu. Po użyciu przechowywać w lodówce lub zamrażarce.
Utylizacja
Produkt wykonany z silikonu podlega utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
Gwarancja
Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Normy
Produkt spełnia standardy bezpieczeństwa dla kosmetycznych akcesoriów do pielęgnacji skóry.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz

parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** masażer lodowy do twarzy
- **Najważniejsze parametry:** silikonowy, model 24591_Z, zielony, wymiary 10x6 cm
- **Zastosowanie:** chłodzenie, łagodzenie podrażnień, masaż skóry twarzy, szyi i dekoltu
- **Ograniczenia:** nie stosować na uszkodzoną skórę, wymaga zamrożenia przed użyciem
- **Kiedy warto kupić:** dla osób z opuchlizną, zaczerwienieniami, rozszerzonymi porami, zmęczoną skórą