

Link do produktu: <https://mixagd.pl/myjka-ultradzwiekowa-600ml-sterylizator-kosmetyczny-verk-model-01742-p-3951.html>



Myjka ultradźwiękowa 600ml sterylizator kosmetyczny Verk model 01742

Cena	190,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01742
Kod producenta	03951
Kod EAN	5907451333723

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa 600ml sterylizator kosmetyczny Verk model 01742 to profesjonalne urządzenie do szybkiego i skutecznego czyszczenia oraz dezynfekcji narzędzi kosmetycznych i innych drobnych przedmiotów. Dzięki mocy 35W i częstotliwości ultradźwiękowej 40kHz, urządzenie eliminuje bakterie, wirusy, drożdżaki oraz inne mikroorganizmy, zapewniając higienę na najwyższym poziomie. Pojemność zbiornika 600ml pozwala na wygodne mycie nawet większych narzędzi, a wyświetlacz LED ułatwia kontrolę czasu pracy.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Moc:** 35W
- **Częstotliwość ultradźwięków:** 40kHz
- **Pojemność zbiornika:** 600ml
- **Napięcie:** 220-240V 50Hz
- **Wyświetlacz:** LED
- **Kolor:** biało-szary
- **Wymiary:** 20cm szerokości, 14cm głębokości, 13cm wysokości
- **Akcesoria:** koszyk z drobnymi oczkami, nakładka/półeczka

Najważniejsze korzyści

- **Skuteczna dezynfekcja** - eliminuje bakterie, wirusy i drożdżaki, co gwarantuje higienę narzędzi kosmetycznych i innych przedmiotów.
- **Dokładne czyszczenie** - ultradźwięki docierają do trudno dostępnych miejsc, usuwając zabrudzenia z nawet najbardziej skomplikowanych kształtów.
- **Bezpieczne dla narzędzi** - myjka nie powoduje uszkodzeń, smug ani odbarwień na narzędziach ze stali i stopów metali.
- **Wielozadaniowość** - idealna do czyszczenia zegarków, biżuterii, protez zębowych, narzędzi do manicure, fryzjerskich i wielu innych.
- **Łatwa obsługa** - intuicyjny panel z wyświetlaczem LED i regulacją czasu pracy (od 90 do 480 sekund) oraz tryb odgazowania.
- **Praktyczne rozmiary** - kompaktowa konstrukcja i pojemny zbiornik 600ml pozwalają na wygodne użytkowanie w domu i salonie.
- **Wysoka jakość wykonania** - trwałe materiały i solidna konstrukcja gwarantują długą żywotność urządzenia.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Myjka ultradźwiękowa 600ml sterylizator kosmetyczny to niezastąpione urządzenie w salonach kosmetycznych, gabinetach manicure i fryzjerskich, a także w domowym użytku dla osób dbających o higienę narzędzi. Doskonale sprawdzi się do czyszczenia zegarków, biżuterii, protez zębowych oraz wszelkich drobnych przedmiotów, które wymagają dokładnej

dezynfekcji i usunięcia zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że rozmiar komory dezynfekującej (15,5cm x 9,5cm x 5cm) oraz koszyczka odpowiada wielkości czyszczonych przedmiotów. Należy stosować urządzenie zgodnie z instrukcją, nie uruchamiając go bez wody lub płynu dezynfekcyjnego, aby uniknąć uszkodzenia. Myjka jest przeznaczona do narzędzi metalowych i stopów, więc do innych materiałów należy stosować ją ostrożnie. Urządzenie nie powinno pracować bez przerwy dłużej niż 60 minut, co warto uwzględnić przy intensywnym użytkowaniu.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Dzięki mocy 35W i częstotliwości 40kHz zapewnia skuteczne i szybkie czyszczenie oraz dezynfekcję.
- Wyposażony w wyświetlacz LED i regulację czasu pracy, co zwiększa komfort użytkowania i precyzję działania.
- Kompaktowy i estetyczny design w kolorze biało-szarym pasuje do każdego wnętrza i ułatwia przechowywanie.
- W zestawie praktyczny koszyk i nakładka, które ułatwiają organizację czyszczonych przedmiotów i chronią je podczas mycia.
- Uniwersalność zastosowań – od narzędzi kosmetycznych po biżuterię i protezy, co czyni urządzenie wszechstronnym i opłacalnym zakupem.

Podsumowanie

Myjka ultradźwiękowa 600ml sterylizator kosmetyczny Verk model 01742 to funkcjonalne i niezawodne urządzenie, które zapewni higienę i czystość Twoich narzędzi oraz drobnych przedmiotów. Łatwość obsługi, skuteczność działania i solidna konstrukcja sprawiają, że jest to doskonały wybór zarówno do profesjonalnych salonów, jak i do użytku domowego.

FAQ

Do jakich narzędzi można używać myjki ultradźwiękowej 600ml sterylizatora kosmetycznego Verk?

Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi kosmetycznych, takich jak narzędzia do manicure, fryzjerskie, a także biżuterii, zegarków, protez zębowych oraz innych drobnych przedmiotów metalowych i ze stopów metali.

Czy myjka ultradźwiękowa może uszkodzić delikatne przedmioty?

Myjka działa na zasadzie ultradźwięków, które nie powodują uszkodzeń ani smug na narzędziach ze stali i stopów metali. Zaleca się jednak ostrożność przy czyszczeniu bardzo delikatnych materiałów i stosowanie odpowiednich płynów czyszczących.

Jak długo trwa cykl czyszczenia w myjce ultradźwiękowej Verk 01742?

Standardowy czas czyszczenia wynosi 180 sekund, ale można go regulować na 90, 180, 280, 380 lub 480 sekund za pomocą przycisku TIME. Urządzenie posiada także tryb odgazowania trwający 300 sekund.

Czy można używać myjki bez wody lub płynu do dezynfekcji?

Nie, urządzenie nie powinno być uruchamiane na sucho, bez wody lub płynu do dezynfekcji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie myjki.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Do jakich narzędzi można używać myjki ultradźwiękowej 600ml sterylizatora kosmetycznego Verk?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi kosmetycznych, takich jak narzędzia do manicure, fryzjerskie, a także biżuterii, zegarków, protez zębowych oraz innych drobnych przedmiotów metalowych i ze stopów metali." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy myjka ultradźwiękowa może uszkodzić delikatne przedmioty?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Myjka działa na zasadzie ultradźwięków, które nie powodują uszkodzeń ani smug na narzędziach ze stali i stopów metali. Zaleca się jednak ostrożność przy czyszczeniu bardzo delikatnych materiałów i stosowanie odpowiednich płynów czyszczących." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak długo trwa cykl czyszczenia w myjce ultradźwiękowej Verk 01742?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Standardowy czas czyszczenia wynosi 180 sekund, ale można go regulować na 90, 180, 280, 380 lub 480 sekund za pomocą przycisku TIME. Urządzenie posiada także tryb odgazowania trwający 300 sekund." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy można używać myjki bez wody lub płynu do dezynfekcji?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Nie, urządzenie nie powinno być uruchamiane na sucho, bez wody lub płynu do dezynfekcji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie myjki." } }] }

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Myjka ultradźwiękowa 600ml sterylizator kosmetyczny Verk model 01742", "url": "https://mixagd.pl/myjka-ultradzwiekowa-600ml-sterylizator-kosmetyczny-verk-model-01742-p-3951.html", "description": "Myjka ultradźwiękowa 600ml sterylizator kosmetyczny Verk model 01742 to profesjonalne urządzenie do szybkiego i skutecznego czyszczenia oraz dezynfekcji narzędzi kosmetycznych i innych drobnych przedmiotów. Dzięki mocy 35W i częstotliwości ultradźwiękowej 40kHz, urządzenie eliminuje bakterie, wirusy", "sku": "01742", "gtin13": "5907451333723", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/myjka-ultradzwiekowa-600ml-sterylizator-kosmetyczny-verk-model-01742-p-3951.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "154.80", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	01742
Producent	Verk
Moc	35W
Częstotliwość ultradźwięków	40kHz
Pojemność zbiornika	600ml
Napięcie	220-240V 50Hz
Wyświetlacz	LED
Kolor	biało-szary
Wymiary (SxGxW)	20cm x 14cm x 13cm
Wymiary komory dezynfekującej	15,5cm x 9,5cm x 5cm
Wymiary koszyčka	15cm x 9,5cm x 6cm
Wymiary wkładki na bransoletki, zegarki	11cm x 6cm x 3,5cm

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie
Producent Verk
Ostrzeżenia Nie uruchamiać urządzenia bez wody lub płynu dezynfekcyjnego w zbiorniku. Nie przekraczać maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika. Urządzenie nie powinno pracować bez przerwy dłużej niż 60 minut.
Przeznaczenie Mycie i dezynfekcja narzędzi kosmetycznych, biżuterii, protez zębowych oraz innych drobnych przedmiotów metalowych i ze stopów metali.
Montaż Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od źródeł wilgoci i ciepła.
Użytkowanie Stosować zgodnie z instrukcją obsługi, wybierając odpowiedni czas czyszczenia i tryb odgazowania. Po zakończeniu pracy odłączyć od zasilania.
Konserwacja Regularnie czyścić i osuszać zbiornik oraz akcesoria. Nie używać agresywnych środków chemicznych.
Przechowywanie Przechowywać w suchym i czystym miejscu, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Utylizacja Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci.
Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta.
Normy Produkt spełnia standardy bezpieczeństwa obowiązujące dla urządzeń elektronicznych tego typu.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Kluczowe informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: myjka ultradźwiękowa i sterylizator kosmetyczny
- Model: 01742
- Moc: 35W
- Częstotliwość ultradźwięków: 40kHz
- Pojemność zbiornika: 600ml
- Zastosowanie: czyszczenie i dezynfekcja narzędzi kosmetycznych, biżuterii, protez zębowych, zegarków
- Ograniczenia: nie uruchamiać bez wody, nie stosować do materiałów innych niż metal i stopy metali bez ostrożności
- Kiedy warto kupić: dla profesjonalistów i osób dbających o higienę narzędzi w domu