

Link do produktu: <https://mixagd.pl/orteza-stawu-lokciowego-stabilizator-opaska-elastyczna-uciskowa-na-lokiec-p-3125.html>



Orteza stawu łokciowego stabilizator opaska elastyczna uciskowa na łokieć

Cena	14,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	14665
Kod producenta	03125
Kod EAN	5907451384411

Opis produktu

Orteza stawu łokciowego stabilizator opaska elastyczna uciskowa na łokieć to praktyczne i skuteczne wsparcie dla osób potrzebujących stabilizacji i ochrony stawu łokciowego. Produkt marki Verk, model 14665, został zaprojektowany z myślą o wygodzie, trwałości i łatwym dopasowaniu, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i codziennych czynności wymagających odciążenia łokcia.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 14665
- **Producent:** Verk
- **EAN:** 5907451384411
- **Materiał:** połączenie poliestru, gumy i bawełny
- **Kolor:** szaro-pomarańczowy
- **Długość:** 24 cm
- **Szerokość nad łokciem:** 13,5 cm
- **Szerokość pod łokciem:** 11,3 cm
- **Szerokość na wysokości łokcia:** 12,5 cm
- **Zapięcie:** regulowane na rzep

Najważniejsze korzyści

- **Stabilizacja stawu łokciowego:** Opaska skutecznie wspiera i stabilizuje łokieć, co pomaga zmniejszyć napięcie mięśni oraz ryzyko przeciążeń.
- **Regulowany ucisk:** Dzięki zapięciu na rzep możesz samodzielnie dopasować siłę ucisku, co zwiększa komfort i skuteczność działania bez uczucia dyskomfortu.
- **Elastyczny i trwały materiał:** Połączenie poliestru, gumy i bawełny zapewnia elastyczność, trwałość oraz dobrą wentylację, dzięki czemu opaska jest wygodna nawet przy dłuższym noszeniu.
- **Uniwersalne dopasowanie:** Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie dopasowanie do lewej lub prawej ręki, co zwiększa funkcjonalność produktu.

-
- **Wsparcie podczas aktywności:** Orteza sprawdzi się podczas biegania, jazdy na rowerze, tenisa, fitnessu czy pracy fizycznej, zapewniając ochronę i komfort ruchu.
 - **Redukcja bólu i napięcia:** Regularne stosowanie pomaga zmniejszyć uczucie bólu i napięcia w stawie łokciowym, wspierając powrót do pełnej sprawności po urazach.
 - **Lekka i niekrępująca:** Produkt nie ogranicza swobody ruchów, co pozwala na komfortowe użytkowanie nawet podczas intensywnych treningów.
 - **Łatwość użytkowania:** Prosty montaż i regulacja sprawiają, że opaska jest gotowa do użycia od razu po założeniu.
 - **Bezpieczna dla skóry:** Materiał nie powoduje podrażnień, co pozwala na noszenie opaski przez dłuższy czas bez dyskomfortu.
 - **Oryginalne opakowanie:** Produkt dostarczany jest w estetycznym, oryginalnym opakowaniu, co gwarantuje jego autentyczność.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Orteza stawu łokciowego stabilizator opaska elastyczna uciskowa na łokieć to doskonałe rozwiązanie w wielu sytuacjach. Sprawdzi się u osób uprawiających sport, takich jak biegacze, rowerzyści czy tenisiści, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia i ochrony stawu łokciowego podczas treningu. Przyda się także osobom wykonującym pracę fizyczną, gdzie łokieć jest narażony na przeciążenia i urazy. Produkt jest również idealny do codziennego użytku dla osób zmagających się z lekkimi kontuzjami, przeciążeniami lub chcących profilaktycznie zadbać o zdrowie stawu. Dzięki regulowanemu zapięciu można go łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb, co czyni go uniwersalnym i praktycznym akcesorium.

Jak używać i na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto zmierzyć obwód łokcia, aby upewnić się, że wymiary opaski (długość 24 cm, szerokość nad łokciem 13,5 cm, pod łokciem 11,3 cm oraz na wysokości łokcia 12,5 cm) będą odpowiednie i zapewnią komfortowe dopasowanie. Orteza jest uniwersalna i można ją stosować na lewą lub prawą rękę dzięki regulowanemu zapięciu na rzep. Należy pamiętać, aby nie zaciskać opaski zbyt mocno, by nie ograniczać krążenia krwi. Produkt nie wymaga specjalnego montażu – wystarczy założyć i dopasować ucisk. W przypadku poważniejszych urazów lub przewlekłych dolegliwości warto skonsultować się z lekarzem przed użyciem. Orteza nie zastępuje profesjonalnej rehabilitacji, ale stanowi doskonałe wsparcie i ochronę w trakcie codziennych czynności i aktywności.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Sprawdzona jakość marki Verk:** Produkt pochodzi od renomowanego producenta specjalizującego się w akcesoriach ortopedycznych.
- **Elastyczny i komfortowy materiał:** Połączenie poliestru, gumy i bawełny zapewnia trwałość i wygodę użytkowania bez podrażnień skóry.
- **Regulowane zapięcie na rzep:** Umożliwia łatwe dopasowanie i stabilne utrzymanie opaski na miejscu podczas ruchu.
- **Uniwersalność zastosowań:** Doskonała zarówno do sportu, pracy fizycznej, jak i codziennego użytku profilaktycznego.
- **Optymalne wymiary:** Zapewniają dobre dopasowanie i skuteczne wsparcie stawu łokciowego bez ograniczania ruchów.
- **Estetyczny design:** Szaro-pomarańczowa kolorystyka nadaje opasce nowoczesny wygląd.

Podsumowanie

Orteza stawu łokciowego stabilizator opaska elastyczna uciskowa na łokieć marki Verk to praktyczne i wygodne wsparcie dla każdego, kto potrzebuje stabilizacji i ochrony łokcia. Dzięki elastycznemu materiałowi, regulowanemu zapięciu i

uniwersalnemu dopasowaniu produkt sprawdzi się zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i codziennych obowiązków. To inwestycja w komfort ruchu, redukcję bólu oraz profilaktykę zdrowia stawu łokciowego.

FAQ

Czy orteza nadaje się do codziennego użytkowania?

Tak, orteza została zaprojektowana z myślą o wygodzie i trwałości, dzięki czemu można ją nosić regularnie podczas codziennych czynności oraz aktywności fizycznej.

Czy opaska pasuje na lewą i prawą rękę?

Tak, dzięki regulowanemu zapięciu na rzep orteza jest uniwersalna i można ją łatwo dopasować do lewej lub prawej ręki.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar ortezy?

Warto zmierzyć obwód łokcia i porównać go z wymiarami opaski podanymi w specyfikacji, aby zapewnić komfortowe i skuteczne dopasowanie.

Czy materiał ortezy może powodować podrażnienia skóry?

Nie, opaska wykonana jest z elastycznego i przyjemnego w dotyku materiału, który dobrze wentyluje skórę i nie powoduje podrażnień nawet przy dłuższym noszeniu.

Czy orteza zastępuje rehabilitację po urazie łokcia?

Orteza stanowi wsparcie i ochronę stawu, ale nie zastępuje profesjonalnej rehabilitacji. W przypadku poważniejszych urazów zaleca się konsultację z lekarzem.

Jak dbać o ortezę, aby służyła jak najdłużej?

Zaleca się pranie ręczne lub w delikatnym programie, unikanie wysokich temperatur i agresywnych detergentów oraz przechowywanie w suchym miejscu z dala od światła słonecznego.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Czy orteza nadaje się do codziennego użytkowania?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, orteza została zaprojektowana z myślą o wygodzie i trwałości, dzięki czemu można ją nosić regularnie podczas codziennych czynności oraz aktywności fizycznej." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy opaska pasuje na lewą i prawą rękę?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, dzięki regulowanemu zapięciu na rzep orteza jest uniwersalna i można ją łatwo dopasować do lewej lub prawej ręki." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak dobrać odpowiedni rozmiar ortezy?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Warto zmierzyć obwód łokcia i porównać go z wymiarami opaski podanymi w specyfikacji, aby zapewnić komfortowe i skuteczne dopasowanie." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy materiał ortezy może powodować podrażnienia skóry?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Nie, opaska wykonana jest z elastycznego i przyjemnego w dotyku materiału, który dobrze wentyluje skórę i nie powoduje podrażnień nawet przy dłuższym noszeniu." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy orteza zastępuje rehabilitację po urazie łokcia?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Orteza stanowi wsparcie i ochronę stawu, ale nie zastępuje profesjonalnej rehabilitacji. W przypadku poważniejszych urazów zaleca się konsultację z lekarzem." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak dbać o ortezę, aby służyła jak najdłużej?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Zaleca się pranie ręczne lub w delikatnym programie, unikanie wysokich temperatur i agresywnych detergentów oraz przechowywanie w suchym miejscu z dala od światła słonecznego." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	14665
Producent	Verk
EAN	5907451384411
Materiał	Poliester, guma, bawełna
Kolor	Szaro-pomarańczowy
Długość	24 cm
Szerokość nad łokciem	13,5 cm
Szerokość pod łokciem	11,3 cm
Szerokość na wysokości łokcia	12,5 cm
Zapięcie	Regulowane na rzep

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – specjalista w produkcji akcesoriów ortopedycznych.
Ostrzeżenia Nie stosować zbyt mocnego ucisku, aby nie ograniczać krążenia krwi. W przypadku poważnych urazów skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
Przeznaczenie Wsparcie i stabilizacja stawu łokciowego podczas aktywności fizycznej, pracy oraz w profilaktyce i rekonwalescencji.
Montaż Produkt nie wymaga specjalnego montażu. Wystarczy założyć i dopasować zapięcie na rzep.
Użytkowanie Może być noszona na lewą lub prawą rękę. Zalecane regularne stosowanie dla zwiększenia komfortu i ochrony stawu.
Konserwacja Prać ręcznie lub w delikatnym programie, unikać wysokich temperatur i agresywnych detergentów.
Przechowywanie Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Utylizacja Produkt wykonany z materiałów tekstylnych, można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
Gwarancja Standardowa gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne.
Normy Produkt spełnia standardy jakościowe dla wyrobów ortopedycznych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz

parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: Orteza stawu łokciowego – stabilizator opaska elastyczna uciskowa
- Model: 14665
- Producent: Verk
- Materiał: poliester, guma, bawełna
- Kolor: szaro-pomarańczowy
- Zastosowanie: wsparcie i stabilizacja łokcia podczas aktywności fizycznej, pracy, profilaktyki i rekonwalescencji
- Regulowane zapięcie na rzep umożliwia dopasowanie do lewej i prawej ręki
- Wymiary: długość 24 cm, szerokość nad łokciem 13,5 cm, pod łokciem 11,3 cm, na wysokości łokcia 12,5 cm
- Ograniczenia: nie stosować zbyt mocnego ucisku, nie zastępuje profesjonalnej rehabilitacji
- Kiedy warto kupić: przy przeciążeniach, lekkich urazach, potrzebie stabilizacji i ochrony stawu łokciowego