

Link do produktu: <https://mixagd.pl/stabilizator-stawu-skokowego-opaska-elastyczna-na-kostke-verk-model-14668-p-5081.html>



Stabilizator stawu skokowego opaska elastyczna na kostkę Verk model 14668

Cena	12,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	14668
Kod producenta	05081
Kod EAN	5907451384442

Opis produktu

Stabilizator stawu skokowego opaska elastyczna na kostkę stabilizator stopy marki Verk to praktyczne i skuteczne wsparcie dla osób, które potrzebują stabilizacji oraz ochrony stawu skokowego podczas codziennych aktywności i treningów. Model 14668 wykonany jest z trwałego, elastycznego materiału, który idealnie dopasowuje się do kształtu stopy, zapewniając komfort i swobodę ruchu bez uczucia ucisku. Dzięki temu stabilizator pomaga zmniejszyć napięcie i obciążenie kostki, co przekłada się na lepszą stabilność i bezpieczeństwo podczas chodzenia, biegania czy pracy fizycznej.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 14668
- **Producent:** Verk
- **Materiał:** połączenie poliestru, gumy i bawełny
- **Kolor:** szaro-pomarańczowy
- **Długość:** 25 cm
- **Szerokość nad kostką:** 10 cm
- **Szerokość pod kostką:** 10 cm
- **Zapięcie:** regulowane na rzep
- **Zastosowanie:** stabilizacja stawu skokowego, wsparcie podczas aktywności fizycznej
- **Komfort:** elastyczny, przewiewny i przyjemny w dotyku materiał

Najważniejsze korzyści

- **Skuteczna stabilizacja stawu skokowego** – opaska pomaga ustabilizować kostkę, co zmniejsza ryzyko kontuzji i poprawia pewność ruchu.
- **Regulowane dopasowanie** – zapięcie na rzep pozwala łatwo dostosować siłę ucisku do indywidualnych potrzeb, zapewniając optymalne wsparcie bez dyskomfortu.
- **Elastyczny i trwały materiał** – połączenie poliestru, gumy i bawełny gwarantuje trwałość, elastyczność oraz odpowiednią wentylację skóry podczas noszenia.

-
- **Komfort noszenia przez cały dzień** – materiał nie powoduje podrażnień i jest przyjemny w dotyku, co umożliwia długotrwałe użytkowanie zarówno podczas treningów, jak i codziennych czynności.
 - **Uniwersalne zastosowanie** – stabilizator sprawdzi się podczas biegania, jazdy na rowerze, treningu siłowego oraz w pracy wymagającej wysiłku fizycznego.
 - **Ochrona przed przeciążeniami** – opaska odciąża staw skokowy, redukując uczucie napięcia i zmęczenia mięśni.
 - **Bezpieczeństwo podczas ruchu** – stabilizator zapobiega niekontrolowanym ruchom kostki, co jest szczególnie ważne dla osób aktywnych i rekonwalescentów.
 - **Łatwość użytkowania** – szybkie zakładanie i zdejmowanie dzięki zapięciu na rzep, które utrzymuje opaskę na miejscu nawet podczas intensywnego ruchu.
 - **Estetyczny wygląd** – nowoczesny szaro-pomarańczowy design pasuje do różnych stylów sportowych i codziennych.
 - **Poręczne wymiary** – długość 25 cm i szerokość 10 cm nad i pod kostką gwarantują dobre dopasowanie bez ograniczania ruchów.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Stabilizator stawu skokowego opaska elastyczna na kostkę to idealne rozwiązanie dla biegaczy, którzy chcą zabezpieczyć się przed skręceniami i przeciążeniami. Doskonale sprawdzi się także podczas jazdy na rowerze, gdzie stabilność kostki jest kluczowa dla efektywności pedałowania i bezpieczeństwa. Osoby trenujące na siłowni docenią wsparcie stawu podczas ćwiczeń z obciążeniem, co zmniejsza ryzyko urazów. Produkt jest także świetnym wyborem dla pracowników fizycznych, którzy spędzają wiele godzin na nogach i potrzebują dodatkowej ochrony oraz komfortu. Ponadto, stabilizator może być używany na co dzień przez osoby z lekkimi dolegliwościami stawu skokowego lub po przebytych kontuzjach, które chcą zwiększyć stabilność i pewność ruchu.

Jak używać i na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed założeniem stabilizatora upewnij się, że stopa jest sucha i czysta, co zapobiegnie podrażnieniom skóry. Opaskę zakłada się na kostkę, a następnie dopasowuje siłę ucisku za pomocą rzepu – ważne jest, aby nie była zbyt ciasna, by nie ograniczać krążenia, ale jednocześnie dobrze stabilizowała staw. Produkt jest uniwersalny, jednak warto zwrócić uwagę na wymiary – długość 25 cm oraz szerokość 10 cm nad i pod kostką – aby zapewnić odpowiednie dopasowanie. Jeśli masz poważniejsze urazy lub schorzenia stawu skokowego, skonsultuj się z lekarzem przed zakupem. Stabilizator nie jest przeznaczony do noszenia na uszkodzoną skórę lub otwarte rany. Regularne pranie zgodnie z instrukcją producenta pozwoli zachować higienę i właściwości materiału.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model 14668 od producenta Verk to sprawdzony produkt, który łączy trwałość z komfortem użytkowania.
- Elastyczny materiał i regulowane zapięcie na rzep pozwalają na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.
- Kolorystyka szaro-pomarańczowa wyróżnia produkt na rynku i pasuje do wielu stylów sportowych.
- Opaska jest lekka i przewiewna, co zwiększa komfort noszenia nawet podczas intensywnych aktywności.
- Produkt jest uniwersalny i sprawdzi się zarówno u osób aktywnych fizycznie, jak i tych, którzy potrzebują wsparcia na co dzień.
- Wymiary stabilizatora zostały dobrane tak, by zapewnić skuteczną ochronę bez ograniczania ruchów.

Podsumowanie

Stabilizator stawu skokowego opaska elastyczna na kostkę stabilizator stopy Verk model 14668 to niezawodne wsparcie dla każdego, kto chce zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich stawów podczas aktywności fizycznej i codziennych czynności. Dzięki regulowanemu zapięciu, elastycznemu i przewiewnemu materiałowi oraz uniwersalnym wymiarom, produkt zapewnia komfort, ochronę i stabilizację. To praktyczne rozwiązanie dla osób aktywnych, rekonwalescentów oraz wszystkich, którzy

cenią sobie bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.

FAQ

Do czego służy stabilizator stawu skokowego opaska elastyczna na kostkę?

Stabilizator służy do stabilizacji i ochrony stawu skokowego, zmniejszając ryzyko urazów, poprawiając komfort podczas ruchu oraz odciążając kostkę w trakcie aktywności fizycznej i codziennych czynności.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar stabilizatora na kostkę?

Model 14668 ma uniwersalne wymiary: długość 25 cm oraz szerokość 10 cm nad i pod kostką. Przed zakupem warto zmierzyć obwód kostki, aby upewnić się, że opaska będzie dobrze dopasowana i komfortowa w noszeniu.

Czy opaska stabilizująca na kostkę jest wygodna podczas długotrwałego noszenia?

Tak, stabilizator wykonany jest z elastycznego, przewiewnego materiału łączącego poliester, gumę i bawełnę, co zapewnia komfort, odpowiednią wentylację i brak podrażnień nawet przy długim użytkowaniu.

Czy można regulować siłę ucisku stabilizatora na kostkę?

Tak, opaska wyposażona jest w zapięcie na rzep, które pozwala łatwo i szybko dopasować siłę ucisku do indywidualnych potrzeb, zapewniając optymalne wsparcie bez uczucia dyskomfortu.

Czy stabilizator nadaje się do różnych aktywności fizycznych?

Stabilizator jest uniwersalny i sprawdzi się podczas biegania, jazdy na rowerze, treningu siłowego oraz w pracy fizycznej, pomagając zmniejszyć obciążenie stawu skokowego i poprawić stabilność.

Jak dbać o stabilizator, aby służył jak najdłużej?

Stabilizator należy prać ręcznie w letniej wodzie, unikać silnych detergentów i suszyć naturalnie, z dala od źródeł ciepła. Regularna konserwacja zapewni trwałość materiału i higienę użytkowania.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do czego służy stabilizator

stawu skokowego opaska elastyczna na kostkę?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Stabilizator służy do stabilizacji i ochrony stawu skokowego, zmniejszając ryzyko urazów, poprawiając komfort podczas ruchu oraz odciążając kostkę w trakcie aktywności fizycznej i codziennych czynności."}}, {"@type": "Question", "name": "Jak dobrać odpowiedni rozmiar stabilizatora na kostkę?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Model 14668 ma uniwersalne wymiary: długość 25 cm oraz szerokość 10 cm nad i pod kostką. Przed zakupem warto zmierzyć obwód kostki, aby upewnić się, że opaska będzie dobrze dopasowana i komfortowa w noszeniu."}}, {"@type": "Question", "name": "Czy opaska stabilizująca na kostkę jest wygodna podczas długotrwałego noszenia?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Tak, stabilizator wykonany jest z elastycznego, przewiewnego materiału łączącego poliester, gumę i bawełnę, co zapewnia komfort, odpowiednią wentylację i brak podrażnień nawet przy długim użytkowaniu."}}, {"@type": "Question", "name": "Czy można regulować siłę ucisku stabilizatora na kostkę?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Tak, opaska wyposażona jest w zapięcie na rzep, które pozwala łatwo i szybko dopasować siłę ucisku do indywidualnych potrzeb, zapewniając optymalne wsparcie bez uczucia dyskomfortu."}}, {"@type": "Question", "name": "Czy stabilizator nadaje się do różnych aktywności fizycznych?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Stabilizator jest uniwersalny i sprawdzi się podczas biegania, jazdy na rowerze, treningu siłowego oraz w pracy fizycznej, pomagając zmniejszyć obciążenie stawu skokowego i poprawić stabilność."}}, {"@type": "Question", "name": "Jak dbać o stabilizator, aby służył jak najdłużej?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Stabilizator należy prać ręcznie w letniej wodzie, unikać silnych detergentów i suszyć naturalnie, z dala od źródeł ciepła. Regularna konserwacja zapewni trwałość materiału i higienę użytkowania."}}}]

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	14668
Producent	Verk
Materiał	Poliester, guma, bawełna
Kolor	Szaro-pomarańczowy
Długość	25 cm
Szerokość nad kostką	10 cm
Szerokość pod kostką	10 cm
Zapięcie	Rzep regulowany
Zastosowanie	Stabilizacja stawu skokowego, aktywność fizyczna

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – renomowany producent sprzętu ortopedycznego i stabilizatorów.
Ostrzeżenia Nie stosować na uszkodzoną skórę, otwarte rany lub w przypadku alergii na materiały użyte w produkcie. W przypadku poważnych urazów skonsultować się z lekarzem.
Przeznaczenie Produkt przeznaczony do stabilizacji i ochrony stawu skokowego podczas aktywności fizycznej oraz codziennego użytkowania.
Montaż Zakładać na suchą i czystą stopę, dopasowując napięcie na rzep do indywidualnych potrzeb.
Użytkowanie Unikać nadmiernego zaciskania, które może ograniczać krążenie. Produkt można nosić przez dłuższy czas, zapewniając komfort i ochronę.
Konserwacja Prać ręcznie w letniej wodzie, unikać silnych detergentów i suszyć naturalnie, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywanie Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Utylizacja Produkt nadaje się do standardowej utylizacji odpadów tekstylnych.
Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Normy Produkt spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa stosowane w branży ortopedycznej.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz

parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Kluczowe informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: stabilizator stawu skokowego, opaska elastyczna na kostkę
- Model: 14668
- Producent: Verk
- Materiał: poliester, guma, bawełna
- Kolor: szaro-pomarańczowy
- Wymiary: długość 25 cm, szerokość 10 cm nad i pod kostką
- Zapięcie: regulowane na rzep
- Zastosowanie: stabilizacja i ochrona stawu skokowego podczas aktywności fizycznej i codziennego użytkowania
- Ograniczenia: nie stosować na uszkodzoną skórę, w przypadku poważnych urazów konsultować z lekarzem
- Kiedy warto kupić: przy potrzebie wsparcia i ochrony kostki, profilaktyce urazów, rekonwalescencji oraz podczas aktywności sportowej